

SEMI-AUTOMATISCHE HeartSave PAD

1

SPEAKER

Eenvoudige en intuïtief dankzij duidelijke gesproken aanwijzingen (eentalig), een metronoom geeft het juiste ritme van de borstcompressies aan tijdens het hele reanimatieproces

2

PEDIATRISCHE KNOP

Pediatrische defibrillatie volgens Metrax GmbH pediatrische ECG database.

3

SCHOKKNOP

Van zodra de analyse voorbij is en het toestel aangeeft dat het klaar is voor gebruik zal de defibrillatie gebeuren bij het indrukken van de schokknop.

4

CONNECTOR SOCKET

Connectiepunt voor pré-geconnecteerde elektroden kabel.

5

STATUS DISPLAY

De actieve status display geeft gebruikers informatie over de bruikbaarheid van het toestel en de batterij. Automatische zelftests worden dagelijks uitgevoerd.

6

BATTERIJ COMPARTIMENT EN TOEGANG TOT DE SaveCard

Gemakkelijk los te klikken voor het vervangen van de batterij (levensduur 3 jaar) en toegang tot de SaveCard. Het toestel slaat automatisch alle reanimatiegegevens op in de SaveCard.

